

НОВЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА АНТИТЕЛА К SARS-CoV-2

В рамках реализации государственных мероприятий по предотвращению дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 при поддержке МИНПРОМТОРГА стартовала **программа снабжения качественными высокоспецифичными экспресс-тестами на антитела к SARS-CoV-2.**

15 мая на Российский рынок поступят зарегистрированные экспресс-тесты китайского производства, прошедшие апробацию в ведущих лабораториях страны.

С ЦЕЛЮ КОНСОЛИДАЦИИ ЗАПРОСОВ 15 МАЯ В КОМПАНИИ БУДЕТ ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ,

где каждый территориальный орган управления здравоохранением и лечебное учреждение сможет проконсультироваться и разместить свой запрос. Все запросы поступают в автоматическую распределительную систему и ежедневно организуются поставки по Москве и другим регионам России при согласовании с МИНПРОМТОРГОм.


Тест позволяет **за 10 минут с 96,8% точностью и 99% специфичностью** провести скрининг и определить иммунный статус пациента по отношению к SARS-CoV-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА

- **Раздельное определение IgM и IgG** – разделяет пациентов на людей в активной фазе инфекции, перенесших инфекцию и не болевших COVID-19.
- **Специфичность теста 99%, точность теста 96,8%** – более высокий показатель, чем у других производителей.
- **Высокая яркость полосок** – лучшая визуализация результатов теста.
- **Преимущественное использование в качестве сырья антител барана** – масштабирование производства сырья при максимальной стандартизации реагентов, нанесенных на полоску.
- **Использование разных типов биоматериала для тестирования** – возможность использования капиллярной крови, плазмы и сыворотки.
- **На результаты теста не оказывает влияние прием противовирусных, противомикробных лекарственных средств и препаратов интерферона** – возможность допуска к тестированию любых групп пациентов, в том числе находящихся на лечении.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

Простая и информативная интерпретация результатов теста для пациента *



IgG+/IgM+ Скорее всего, **вы болеете** коронавирусной инфекцией сейчас.
IgG-/IgM+ Вы можете быть **источником инфекции** для других людей.

IgG-/IgM- Скорее всего, **вы не болели**, либо исследование было проведено слишком рано. Если вы подозреваете наличие инфекции, рекомендуется обратиться к врачу и повторить тест через 5-7 дней.

IgG+/IgM- Скорее всего, **вы перенесли** коронавирусную инфекцию и **не можете быть источником инфекции** для других людей.

* для интерпретации результатов конкретного пациента необходимо также учитывать результаты прочих тестов, данные анамнеза и клинических проявлений болезни.